

Code No. 01-2494

製品規格書

アミカシン硫酸塩

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、粉末
水溶状	試験適合
比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=2, H_2O)$ (乾燥物換算)	+76～+84°
乾燥減量(110°C, 減圧)	13.0%以下
pH(10g/L, 25°C)	2.0～4.0
力価(乾燥物換算)	674～786 $\mu\text{g}/\text{mg}$