

Code No. 01-2509

製品規格書

アデノシン5'-二リン酸ナトリウム

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶性粉末～粉末
水溶状	試験適合
吸収極大波長	255～259nm
吸光度(25mg/L, λ max)(脱水物換算)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度比(E257nm/E260nm)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度比(E280nm/E260nm)	実績値集積のうえ、規格化する
水分	15.0%以下
含量(HPLC)	93.0%以上