

Code No. 01-2577

製品規格書

アルブミン, ウシ血清由来, 脂肪酸/IgG/プロテアーゼ不含

生化学用

| 試験項目 | 規格値 |
|-----------------|---------------------------------|
| 外観 | 白色～うすい黄褐色又はわずかにうすい緑黄色、 結晶～粉末 |
| 水溶状 | 試験適合 |
| 乾燥減量(105℃) | 5.0%以下 |
| pH(100g/L, 25℃) | 6.7～7.3 |
| IgG | 試験適合 |
| 脂肪酸 | 試験適合 |
| プロテアーゼ | 試験適合 |
| 含量(電気泳動法) | 98%以上 |