

Code No. 01-2601

製品規格書

アルブミン, ウシ血清由来, IgG/プロテアーゼ不含, 低エンドトキシン

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい黄褐色又は わずかにうすい緑黄色、結晶～粉末 試験適合
水溶状	
乾燥減量(100℃, 6時間)	実績値集積のうえ、規格化する
pH(100g/L, 25℃)	6.5～7.0
IgG	試験適合
エンドトキシン	1.0EU/mg未満
プロテアーゼ	試験適合
含量(電気泳動法)	98%以上