Code No. 01-2705

製品規格書

アルブミン, ウシ血清由来, フラクションV, pH7.0

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色〜褐色又は褐緑色、結晶〜結晶性粉末
水溶状	試験適合
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	5.0%以下
pH(100g/L, 25℃)	6.5~7.5
重金属(Pbとして)	0.005%以下
エンドトキシン	3EU/mg未満
電気泳動試験(SDS-PAGE)	試験適合

(1/1) 制定日: 2017.03.07