

Code No. 01-2711

製品規格書

アセトニトリル(超脱水)

核酸合成用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.780～0.783g/mL
屈折率20℃	1.343～1.346
吸光度(200nm)	0.05以下
吸光度(210nm)	0.03以下
吸光度(220nm)	0.02以下
吸光度(230nm)	0.01以下
吸光度(240nm)	0.005以下
吸光度(260nm)	0.005以下
吸光度(280nm)	0.005以下
吸光度(400nm)	0.005以下
水分	10ppm以下
不揮発物	0.001%以下
酸(CH ₃ COOHとして)	0.001%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.8%以上