

Code No. 01-2788

製品規格書

アミノ酸混合標準液, H型

アミノ酸自動分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	実測値報告
実用試験	試験適合
L-アスパラギン酸	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-トレオニン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-セリン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-グルタミン酸	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
グリシン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-アラニン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-バリン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-シスチン	0.1125~0.1375 $\mu\text{mol/mL}$
L-メチオニン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-イソロイシン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-ロイシン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-チロシン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-フェニルアラニン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
塩化アンモニウム	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-リシン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-ヒスチジン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-アルギニン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-プロリン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$