

Code No. 01-2814

製品規格書

アミノ酸混合標準液, B型(高濃度タイプ)

アミノ酸自動分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
4-アミノ酪酸	2.38~2.62 μ mol/mL
2-アミノエタノール	2.38~2.62 μ mol/mL
塩化アンモニウム	2.38~2.62 μ mol/mL
5-ヒドロキシ-DL-リシン	2.38~2.62 μ mol/mL
L-オルニチン	2.38~2.62 μ mol/mL
L-リシン	2.38~2.62 μ mol/mL
1-メチル-L-ヒスチジン	2.38~2.62 μ mol/mL
L-ヒスチジン	2.38~2.62 μ mol/mL
3-メチル-L-ヒスチジン	2.38~2.62 μ mol/mL
L-アンセリン	2.38~2.62 μ mol/mL
L-カルノシン	2.38~2.62 μ mol/mL
L-アルギニン	2.38~2.62 μ mol/mL