

Code No. 01-2815

## 製品規格書

### アミノ酸混合標準液, H型(高濃度タイプ)

アミノ酸自動分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
L-アスパラギン酸	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-トレオニン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-セリン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-グルタミン酸	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
グリシン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-アラニン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-バリン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-シスチン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-メチオニン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-イソロイシン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-ロイシン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-チロシン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-フェニルアラニン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
塩化アンモニウム	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-リシン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-ヒスチジン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-アルギニン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL
L-プロリン	2.38~2.62 $\mu$ mol/mL