

Code No. 01-2816

製品規格書

アミノ酸混合標準液, AN型(高濃度タイプ)

アミノ酸自動分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
O-ホスホ-L-セリン	1.19~1.31 $\mu\text{mol/mL}$
タウリン	1.19~1.31 $\mu\text{mol/mL}$
O-ホスホエタノールアミン	1.19~1.31 $\mu\text{mol/mL}$
尿素	47.5~52.5 $\mu\text{mol/mL}$
L-アスパラギン酸	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
L-トレオニン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
L-セリン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
L-グルタミン酸	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
サルコシン	5.94~6.56 $\mu\text{mol/mL}$
グリシン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
L-アラニン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
L-シトルリン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
DL-2-アミノ酪酸	1.19~1.31 $\mu\text{mol/mL}$
L-バリン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
L-シスチン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
L-メチオニン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
L-シスタチオン	1.19~1.31 $\mu\text{mol/mL}$
L-イソロイシン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
L-ロイシン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
L-チロシン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
L-フェニルアラニン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
β -アラニン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
DL-3-アミノイソ酪酸	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
L-ヒドロキシプロリン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$
L-プロリン	2.38~2.62 $\mu\text{mol/mL}$