

Code No. 01-2826

製品規格書

ジフェニルボリン酸2-アミノエチル

薄層クロマトグラフ用

試験項目	規格値
性状	白色～褐色の結晶、結晶性の粉末又は粉末
確認試験	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 融点	実績値集積のうえ、規格化する
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
* 含量(HPLC)	98.0%以上

本規格は、日本薬局方外生薬規格「ジフェニルボリン酸2-アミノエチル」に準ずる(*:当社追加項目)