

Code No. 01-2838

製品規格書

アルブミン, ウシ血清由来, 脂肪酸/プロテアーゼ不含, 低IgG

生化学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	わずかにうすい緑黄色～褐色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
乾燥減量(135℃)	5.0%以下
pH(100g/L, 25℃)	6.5～7.5
IgG	実績値集積のうえ、規格化する
脂肪酸	試験適合
プロテアーゼ	試験適合
含量(電気泳動法)	98%以上