

Code No. 01-2876

## 製品規格書

### 100mmol/L アデノシン 5'-三リン酸ナトリウム溶液

核酸合成用

| 試験項目      | 規格値            |
|-----------|----------------|
| 外観        | 液体             |
| pH        | 実績値集積のうえ、規格化する |
| エンドトキシン   | 1EU/mL未満       |
| DNA加水分解酵素 | 試験適合           |
| RNA加水分解酵素 | 試験適合           |
| 濃度        | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 含量(HPLC)  | 98.5%以上        |