

Code No. 02-0268

## 製品規格書

### ブロモクレゾールグリーン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	うすい黄色～褐色、粉末
エタノール溶状	試験適合
水酸化ナトリウム溶液溶状	試験適合
吸光度(5mg/l, pH5.8)	0.25以上
乾燥減量(105℃)	質量分率1.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.5%以下
変色範囲(pH)	(黄)3.8～5.4(青)

JIS K 8840:2014  
(\*:当社追加項目)