

Code No. 02-0269

製品規格書

ブロモクレゾールパープル

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	わずかにうすい黄色～赤色、粉末
エタノール溶状	試験適合
水酸化ナトリウム溶液溶状	試験適合
吸光度(5mg/l, pH7.2)	0.54以上
乾燥減量(105℃)	質量分率1.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.5%以下
変色範囲(pH)	(黄)5.2～6.8(紫)

JIS K 8841:2012(*:当社追加項目)