

Code No. 02-0326

## 製品規格書

### 酢酸ブチル

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度(CH <sub>3</sub> COOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> )(GC)	質量分率99.0%以上
密度(20℃)	0.878~0.883g/ml
屈折率20℃	1.392~1.397
水分	質量分率0.1%以下
不揮発物	質量分率0.002%以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	質量分率0.003%以下
1-ブタノール[CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OH](GC)	質量分率0.3%以下
ぎ酸ブチル[HCOO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> CH <sub>3</sub> ](GC)	質量分率0.1%以下
酢酸2-メチルプロピル [CH <sub>3</sub> COOCH <sub>2</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> ](GC)	質量分率0.5%以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8377:2014  
(\*:当社追加項目)