

Code No. 02-0332

製品規格書

1-ブタノール

試薬特級

試験項目	規格値
* 性状	無色澄明の液体
純度[CH ₃ (CH ₂) ₂ CH ₂ OH](GC)	面積分率99.0%以上
外観	ハーゼン10以下
水溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
密度(20℃)	0.808~0.811g/mL
屈折率20℃	1.398~1.400
水分	質量分率0.2%以下
不揮発物	質量分率0.002%以下
酸(CH ₃ COOHとして)	質量分率0.003%以下
カルボニル化合物(COとして)	質量分率0.02%以下
蛍光試験	試験適合
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8810:2018

*:当社追加項目