

Code No. 02-0334

## 製品規格書

### 2-メチル-1-プロパノール

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度[(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCH <sub>2</sub> OH](GC)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.800~0.804g/ml
屈折率20℃	1.395~1.398
水分	質量分率0.2%以下
不揮発物	質量分率0.002%以下
酸[(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCOOHとして]	質量分率0.002%以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8811:2012  
(\*:当社追加項目)