

Code No. 02-0407

製品規格書

ベンゼン

クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20℃)	0.876~0.880g/ml
凝固点	5.2℃以上
屈折率20℃	1.498~1.503
水分	0.03%以下
不揮発物	0.001%以下
酸(HClとして)	4ppm以下
塩基(NaOHとして)	4ppm以下
硫黄化合物	試験適合(Sとして約6ppm以下)
チオフェン	試験適合(C4H4S:約1ppm以下)
硫酸着色物質	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.5%以上