

Code No. 02-0408

## 製品規格書

### 1-ブタノール

クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.808~0.812g/ml
屈折率20℃	1.398~1.400
水分	0.1%以下
不揮発物	0.002%以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	0.002%以下
硫酸着色物質	試験適合
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上