

Code No. 02-0967

製品規格書

BOC-O-ベンジル-L-チロシン

ペプチド合成用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
N,N -ジメチルホルムアミド溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=1,CH ₃ COOH)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(HPLC)	98.0%以上