

Code No. 02-0973

製品規格書

BOC-L-チロシン

ペプチド合成用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～わずかにうすい褐色、結晶性粉末～粉末
N,N -ジメチルホルムアミド溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=1,DMF)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
薄層クロマトグラフィー試験(1)	試験適合
薄層クロマトグラフィー試験(2)	試験適合
含量(HPLC)	98.0%以上