

Code No. 02-1023

製品規格書

ビテルタノール標準品(異性体混合物)

残留農薬試験用

| 試験項目 | 規格値 |
|------------------------|-------------|
| 外観 | 白色、結晶性粉末～粉末 |
| アセトン溶状 | 試験適合 |
| 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧) | 0.2%以下 |
| 含量(キャピラリーカラムGC)(異性体混合) | 99.0%以上 |
| 含量(qNMR)(異性体混合) | 98.0%以上 |