

Code No. 02-1121

製品規格書

2-ブタノール

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色澄明の液体
純度[CH ₃ CH ₂ CH(OH)CH ₃](GC)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.806~0.808g/ml
屈折率20℃	1.396~1.398
水分	質量分率0.2%以下
不揮発物	質量分率0.001%以下
酸(CH ₃ COOHとして)	質量分率0.003%以下

JIS K 8812:2014
(*:当社追加項目)