

Code No. 02-1453

製品規格書

t-ブチルメチルエーテル

分光分析用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.739～0.742g/mL
屈折率20℃	1.367～1.370
吸光度(210nm)	1.00以下
吸光度(230nm)	0.40以下
吸光度(254nm)	0.10以下
吸光度(280～400nm)	0.01以下
水分	0.1%以下
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.8%以上