

Code No. 02-1659

## 製品規格書

### 1-ブタノール

カルボニル価測定用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.808~0.812g/ml
屈折率20℃	1.398~1.400
吸光度(230nm)	0.20以下
吸光度(240nm)	0.07以下
吸光度(254nm)	0.03以下
吸光度(270~400nm)	0.01以下
水分	0.1%以下
蛍光試験	試験適合
カルボニル価測定適合性	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.7%以上