

Code No. 02-1694

製品規格書

ベンゼン(超脱水)

有機合成用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20℃)	0.876~0.880g/ml
凝固点	5.2℃以上
屈折率20℃	1.499~1.502
水分	0.001%以下
不揮発物	0.001%以下
酸(HClとして)	4ppm以下
塩基(NaOHとして)	4ppm以下
硫黄化合物	試験適合(Sとして約6ppm以下)
チオフェン	試験適合(C ₄ H ₄ S:約1ppm以下)
硫酸着色物質	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.5%以上