

Code No. 02-1697

製品規格書

バルバリオン

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状	淡黄色の結晶性の粉末
融点	145～151℃
吸光度E1%1cm(360nm)	260～290
純度試験	-
類縁物質(1)	試験適合
類縁物質(2)	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量[酸化りん(V)上, 減圧]	実測値報告

本品は、日本薬局方一般試験法 試薬・試液のバルバリオン、定量用及び薄層クロマトグラフィー用に適合しています(*:当社追加項目)