

Code No. 02-1758

## 製品規格書

### 2-ブタノン(超脱水)

有機合成用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.803~0.807g/mL
屈折率20℃	1.378~1.381
水分	0.001%以下
不揮発物	0.001%以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	0.005%以下
硫酸着色物質	試験適合
過マンガン酸還元性物質(Oとして)	0.002%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上