

Code No. 03-0174

製品規格書

硝酸二アンモニウムセリウム(IV)

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	黄みの赤色、結晶～結晶性粉末
純度	95.0%以上
水溶状	試験適合
塩化物(Cl)	0.001%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.005%以下
ナトリウム(Na)	0.05%以下
カリウム(K)	0.05%以下
銅(Cu)	0.002%以下
鉛(Pb)	0.002%以下
鉄(Fe)	0.002%以下

JIS K 8556-1995
(*:当社追加項目)