

Code No. 03-0223

製品規格書

クロロ酢酸

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末又は塊
純度(CH ₂ ClCOOH)(乾燥後)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
融点	60.0～65.0℃
乾燥減量	質量分率1.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.005%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.003%以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率0.005%以下
鉛(Pb)	質量分率5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率1ppm以下
硫酸着色物質	試験適合

JIS K 8899 : 2019(*:当社追加項目)