

Code No. 03-0392

## 製品規格書

### コンゴーレッド

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	暗赤色、粉末又は塊
水溶状	試験適合
吸光度(10mg/l, pH5.0)	0.27以上
乾燥減量(105℃)	質量分率8.0%以下
強熱残分(硫酸塩)(乾燥後)	質量分率18.0~40.0%
変色範囲(pH)	(紫)3.0-5.0(暗い赤みの黄赤)

JIS K 8352:2011(\*:当社追加項目)