

Code No. 03-0473

製品規格書

クレゾールレッド

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	赤色～緑褐色、結晶性粉末～粉末
エタノール溶状	試験適合
水酸化ナトリウム溶液溶状	試験適合
吸光度(5mg/l, pH9.2)	0.63以上
乾燥減量(105℃)	質量分率1.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.5%以下
変色範囲(pH)	(黄色)7.2～8.8(赤)

JIS K 8308:2011
(*:当社追加項目)