

Code No. 03-0509

# 製品規格書

## シクロヘキサノン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
純度(C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O)(GC)	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.944～0.948g/ml
屈折率20℃	1.449～1.453
水分	質量分率0.3%以下
不揮発物	質量分率0.05%以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	質量分率0.01%以下

JIS K 8463:2012  
(\*:当社追加項目)