

Code No. 03-0689

## 製品規格書

### シクロヘキサン

精密分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	0.777~0.779g/ml
凝固点	6.0~7.0℃
屈折率20℃	1.425~1.427
吸光度(210nm)	1.00以下
吸光度(250nm)	0.03以下
吸光度(270~350nm)	0.01以下
水分	0.005%以下
ベンゼン	0.001%以下
硫酸着色物質	試験適合
過マンガン酸還元性物質	試験適合
赤外吸光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.8%以上