

Code No. 03-0863

製品規格書

クロロホルム

高速液体クロマトグラフ用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	1.474～1.491g/mL
屈折率20℃	1.444～1.446
吸光度(245nm)	1.00以下
吸光度(254nm)	0.20以下
吸光度(260nm)	0.10以下
吸光度(270nm)	0.02以下
吸光度(275～400nm)	0.01以下
水分	0.02%以下
不揮発物	0.001%以下
酸(HClとして)	0.001%以下
遊離塩素	試験適合(Cl:約1ppm以下)
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)(エタノールを除く)	99.7%以上
エタノール(安定剤)	0.5～0.9%