

Code No. 03-1058

製品規格書

クロルプロマジン塩酸塩

生化学用

| 試験項目 | 規格値 |
|-----------------------|-----------------------|
| 外観 | 白色～わずかにうすい黄色、結晶性粉末～粉末 |
| 水溶状 | 試験適合 |
| 融点 | 194～198℃ |
| 乾燥減量(105℃) | 実績値集積のうえ、規格化する |
| pH(50g/L, 25℃) | 4.0～5.0 |
| 硫酸塩(SO ₄) | 0.05%以下 |
| 重金属(Pbとして) | 0.002%以下 |
| 含量(HPLC) | 99.0%以上 |