

Code No. 03-1105

## 製品規格書

### セファレキシン

生化学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～わずかにうすい黄色、 結晶性粉末～粉末 試験適合
水溶状	
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=0.5,H2O)(脱水物換算)	+144～+158°
比吸光度E1%1cm(262nm)(脱水物換算)	220～245
水分	8.0%以下
pH(5g/L, 25°C)	3.5～5.5
力価(脱水物換算)	900 $\mu$ g/mg以上