

Code No. 03-1105

製品規格書

セファレキシン

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、 結晶性粉末～粉末 試験適合
水溶状	
比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=0.5, H_2O)$ (脱水物換算)	+144～+158°
比吸光度E1%1cm(262nm)(脱水物換算)	220～245
水分	8.0%以下
pH(5g/L, 25°C)	3.5～5.5
力価(脱水物換算)	900 μ g/mg以上