

Code No. 03-1313

## 製品規格書

### 塩化コリン

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
吸光度(500g/L, 230nm)	0.10以下
吸光度(500g/L, 260nm)	0.20以下
乾燥減量(110°C)	1.0%以下
pH(50g/L, 25°C)	4.0～7.0
重金属(Pbとして)	0.001%以下
アンモニウム(NH <sub>4</sub> )	0.01%以下
含量	98.0%以上