

Code No. 03-1327

製品規格書

(+)-クロルフェニラミンマレイン酸塩

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
融点	111～115℃
比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=5,DMF)$ (乾燥後)	+39.5～+43.0°
吸光度(20mg/l, λ max)(乾燥後)	0.42～0.45
乾燥減量(65℃)	0.5%以下
強熱残分(硫酸塩)	0.2%以下
pH(10g/l, 25℃)	4.0～5.0
含量(乾燥後)	99.0%以上