

Code No. 03-1580

## 製品規格書

### コラーゲンペプチド, 酵素分解品

生化学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～うすい褐黄色、結晶性粉末～粉末
動粘度(200g/L, 20℃)	2～7mm <sup>2</sup> /s
水溶状	試験適合
吸光度(100g/L, 380nm)	0.50以下
乾燥減量(80℃, 減圧)	8.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	2.0%以下
pH(100g/L, 25℃)	5.0～6.5
全窒素(N)(乾燥後)	16.0～17.5%