

Code No. 03-1833

製品規格書

コレステロール標準品

生化学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
酢酸溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
2-プロパノール溶状	試験適合
融点	147～150℃
比旋光度[α] _{D25} (c=2, 1,4-dioxane)(乾燥後)	-34.0～-39.5°
乾燥減量(105℃)	0.2%以下
強熱残分(硫酸塩)	0.05%以下
酸	試験適合
7-ケトコレステロール, 7-ジヒドロコレステロール及びエルゴステロール含量(キャピラリーカラムGC)	試験適合 実績値集積のうえ、規格化する