

Code No. 03-1898

製品規格書

カプサイシン標準品

生薬試験用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色～わずかにうすい褐色、結晶～粉末
メタノール溶状	試験適合
融点	実績値集積のうえ、規格化する
比吸光度E1%1cm(281nm)(乾燥後)	97～105
乾燥減量[40℃, 酸化りん(V)上, 減圧]	実績値集積のうえ、規格化する
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(HPLC)	99.0%以上