

Code No. 03-1904

製品規格書

塩化コバルト(II)の色の比較原液

局方一般試験用

| 試 験 項 目 | 規 格 値 |
|---|----------------|
| 外観 | 赤色澄明の液体 |
| 吸収極大波長 | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 吸光度(2→5, λ max) | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 濃度($\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ として)(20℃) | 59.5mg/mL |