

Code No. 03-1945

製品規格書

クロラムフェニコール

分子生物学用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶～結晶性粉末
エタノール溶状	試験適合
融点	149～153℃
比旋光度[α]D20(c=5,C2H5OH)	+18.5～+21.5°
比吸光度E1%1cm(278nm)	289～307
乾燥減量(105℃)	0.5%以下
pH(飽和溶液、25℃)	4.5～7.5
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合