

Code No. 03-1966

## 製品規格書

### プロピオン酸クロベタゾール

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい褐色、結晶性粉末～粉末
1,4-ジオキサン溶状(乾燥後)	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=1, 1,4-dioxane)(乾燥後)	+99～+104°
乾燥減量[60°C, 酸化りん(V)上, 減圧]	0.5%以下
含量(HPLC)	実績値集積のうえ、規格化する