

Code No. 03-2064

製品規格書

L(-)-シスチン標準品

アミノ酸分析用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色、結晶性粉末～粉末
希塩酸溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=2,dil.HCl)	-219～-224°
乾燥減量(105℃)	0.2%以下
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	99.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する