

Code No. 03-2068

製品規格書

L-カルノシン標準品

アミノ酸分析用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶性粉末～粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α] _{D20} (c=2,H ₂ O)(乾燥後)	+19.8～+22.2°
乾燥減量(105℃)	1.0%以下
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	98.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する