

Code No. 03-2094

## 製品規格書

### コリスチン硫酸塩

薬理研究用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい褐色、粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α] <sub>D20</sub> (c=5, H <sub>2</sub> O)(乾燥物換算)	-63～-73°
乾燥減量(60°C, 減圧)	3.5%以下
pH(10g/L, 25°C)	4.0～6.0
力価(乾燥物換算)	19000IU/mg以上
含量(HPLC)	77.0%以上